

Accu-Fine



Accu-FINE[®]

AGUJAS PARA LAPICERAS

DE INSULINA



**Compatible con todas
las lapiceras de insulina
de rosca universal.**

Accu-Fine es la línea de agujas para lapiceras de insulina de alta calidad, que garantiza su tranquilidad gracias a una inyección delicada, realizada con total seguridad y practicidad.

APLICAR CON CONFIANZA

Las agujas Accu-Fine de 4mm y 6mm se encuentran especialmente diseñadas para ayudar a administrar la medicación donde necesita ir, permitiendo inyectar la insulina en el tejido subcutáneo justo debajo de la piel.



TAPA PROTECTORA CON DOBLE FUNCIÓN

Además de garantizar la esterilidad del producto, la tapa permite fácil aplicación y extracción de la aguja de la lapicera.



TAPA PROTECTORA ADICIONAL

La cubierta de la aguja protege la integridad de la punta hasta su uso.



PAREDES FINAS



CARACTERÍSTICAS

- 4mm x 32G envase por 100 unidades.
- 6mm x 32G envase por 100 unidades.

Tapa protectora con doble función: Además de garantizar la esterilidad del producto, la tapa permite fácil aplicación y extracción de la aguja de la lapicera.

Tapa protectora adicional: La cubierta de la aguja protege la integridad de la punta hasta su uso.

Paredes finas: Para un flujo de insulina más rápido.

Punta de aguja con 3 características especiales:

- Triple filo: 3 biseles diferentes para mejorar la perforación y penetración de la aguja a través de la dermis.
- Paredes ultradelgadas: El grosor reducido de las paredes permite una mayor velocidad de flujo de la insulina, combinada con una penetración más fácil en la piel.
- Recubrimiento especial: La lubricación uniforme de la superficie exterior facilita el deslizamiento de la aguja.

Compatibilidad: Las agujas Accu-fine son compatibles con todas las lapiceras de insulina de rosca universal.